

# Contador para mesa de células hemáticas

## M220

**Funciones:**

Contador de células hemáticas

**Cálculos:**

Total, subtotal, por ciento %

**Elementos contables:**

Metamielocitos, neutrófilos totales, basófilos, eosinófilos, mielocitos, promielocitos, linfocitos, segmentos, bandas, monocitos, especiales y (otros).

**Capacidad de conteo:**

0 a 9999

**Teclado:**

Membrana de acero inoxidable chapado en oro, garantizado por mínimo tres millones de operaciones por tecla.

**Tipo de contador:**

Microprocesador con tonos auditivos para cada tecla.

**Display:**

LED Display rojo de 7.6 mm con 4 dígitos

**Energía:**

127 V CA, 50 - 60 Hz

**Dimensiones:**

150 x 125 x 32 mm

**Peso:**

0.5 Kg

**Condiciones de trabajo:**

Temperatura ambiente: 0 a 50 °C

Humedad relativa: 95 % no condensada

**Garantía:**

Un año para el medidor y tres meses para los accesorios bajo condiciones normales de uso.

