

Electrodo de pH, cuerpo de epoxy, rellenable

573V526R

Rango:

0 a 14.00 pH

Temperatura de uso:

0 a 80 °C

Cuerpo:

Ероху

Dimensiones:

12 mm diámetro x 115 mm largo 1 m cable (otras medidas disponibles)

Presión máxima de uso:

1 Kg / cm²

Descripción:

Uso general, rellenable

Referencia interna:

Ag / AgCl Sellado

Tipo de conexión:

BNC 6 STD

Aplicaciones:

Soluciones alcalinas, agua, propósitos educacionales, uso en campo, macro-muestras, agua de mar y albercas, uso general.

Garantía:

Tres meses bajo condiciones normales de uso.

