

Especificaciones Electrodo de pH, doble referencia

577V721

Rango:

'0 a 14.00 pH

Temperatura de uso:

0 a 100 °C

Cuerpo:

Vidrio

Dimensiones:

12 mm diámetro x 110 mm largo 1 m cable (otras medidas disponibles)

Presión máxima de uso:

1 Kg / cm2

Descripción:

Doble referencia

Referencia interna:

Doble referencia rellenable KCI 4 Mol.

Tipo de conexión:

BNC 6 STD

Aplicaciones:

Soluciones alcalinas, sangre, emulsiones, grasas, cremas, cosméticos, lúpulos / cerveza, lacas, licores, sustancias con baja actividad iónica, leche, medios acuosos, petróleo, pinturas, pegamentos, alto contenido de sólidos, suspensiones, temperaturas altas o variables, melaza, miel, alta viscocidad, yoghurt, leche cuajada, uso general

Garantía:

Tres meses bajo condiciones normales de uso.

