

Brazo porta-electrodos universal

BU

Descripción:

Brazo porta-electrodos universal con sujetacable para 3 sensores con diámetro max. de 13 mm

Dimensiones:

128 mm diámetro x 190 alto x 220 largo

Material:

Aluminio y acero recubiertos con pintura epóxica negra y anillo antiderrapante de neopreno en la base.

Peso:

1.350 Kg

Posiciones:

Altura min. 20 mm, max. 300 y giro de 360 °

Aplicaciones:

Posicionamiento de sensores en un punto exacto, por ejemplo en agitadores ó parrillas.

Garantía:

Un año bajo condiciones normales de uso.

