

Agitador magnético

MFS1

Funciones:

Agitador magnético

Capacidad:

Recipientes de hasta 2.5 l

Velocidad:

100 a 1000 rpm

Material superficial:

Acero inoxidable 316

Indicador de velocidad:

LED

Energía:

100 - 140 V CA, 50 - 60 Hz para convertidor ó 12 V DC para el agitador.

Dimensiones:

150 x 170 x 50 mm

Peso:

1.9 Kg

Condiciones de trabajo:

Temperatura ambiente: 0 a 55°C

Humedad relativa: 95 % no condensada

Accesorios incluidos:

Convertidor de voltaje 12 V DC @ 100 - 140 V CA

Garantía:

Un año para el medidor y tres meses para los accesorios bajo condiciones normales de uso.

