

## Electrodo de pH, cuerpo de vidrio, rellenable

**PG101C ó 577V521**

**Rango:**

0 a 14.00 pH

**Temperatura de uso:**

0 a 100 °C

**Cuerpo:**

Vidrio

**Dimensiones:**

12 mm diámetro x 110 mm largo  
1 m cable (otras medidas disponibles)

**Presión máxima de uso:**

1 Kg / cm<sup>2</sup>

**Descripción:**

Membrana extra gruesa

**Referencia interna:**

Ag / AgCl rellenable

**Tipo de conexión:**

BNC ó STD

**Aplicaciones:**

Soluciones alcalinas, propósitos educacionales, uso en campo, yeso, macro-muestras, suelos, alto contenido de sólidos, suspensiones, uso general

**Garantía:**

Tres meses bajo condiciones normales de uso.

