

Electrodo de pH para medidores PH402

PHT65

Rango:

0 a 14.00 pH

Temperatura de uso:

0 a 60 °C

Cuerpo:

Epoxy

Dimensiones:

19 mm diámetro x 67 mm largo

Descripción:

Uso general con compensador de temperatura

Referencia interna:

Ag / AgCl Sellado

Tipo de conexión:

miniDIN para medidores PH402

Aplicaciones:

Soluciones alcalinas, agua, propósitos educativos, uso en campo, macro-muestras, agua de mar y albercas, uso general.

Garantía:

Tres meses bajo condiciones normales de uso.

