

Simulador portátil de pH y mV

S250

Funciones:

Simulador de pH y mV

Modos de pH:

4, 7 y 10 pH

Modos de mV:

±700 mV

Precisión:

pH: ±0.01 pH

mV: ±1 mV

Temperatura de calibración:

25 °C

Impedancia de salida:

Alta 1,000 MΩ

Tipo de conexión:

pH / mV: BNC

Energía:

Batería alcalina de 9 V cuadrada

Dimensiones:

100 x 75 x 23 mm

Peso:

0.12 Kg

Condiciones de trabajo:

Temperatura ambiente: 0 a 50 °C

Humedad relativa: 95 % no condensada

Accesorios incluidos:

Cable BNC-BNC

Garantía:

Un año para el medidor y tres meses para los accesorios bajo condiciones normales de uso.

