

Solución de calibración de pH 10

SOL-B10

Descripción:

Solución certificada de calibración de pH 10

Valor a 25 °C:

10.00 pH

Dimensiones:

Frasco de 1,000 ml

Composición:

Ácido bórico, hidróxido de potasio, conservador antimicrobial y agua destilada

Peso (bruto):

1.2 Kg

Caducidad:

Un año aproximadamente conservándose a 25 °C y R.H. de 65% con el frasco bien cerrado..

Datos de seguridad:

Daños a la salud: Tres / Severo

Flamabilidad: Cero / Ninguno

Reactividad: Uno / Leve

Contacto: Tres / Severo

