

## Solución de calibración de pH 7

### SOL-B7

**Descripción:**

Solución de calibración de pH 7

**Valor a 25 °C:**

7.00 pH

**Dimensiones:**

Frasco de 1,000 ml

**Composición:**

Fosfato, potasio, sodio, conservador antimicrobial y agua destilada.

**Peso (bruto):**

1.2 Kg

**Caducidad:**

Un año aproximadamente conservándose a 25 °C y R.H. de 65% con el frasco bien cerrado..

**Datos de seguridad:**

Daños a la salud: Cero / Ninguno

Flamabilidad: Cero / Ninguno

Reactividad: Cero / Ninguno

Contacto: Uno / Leve

