

Tapón para DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)

T-DBO

Descripción:

Tapón para matraz con orificio para sensor OxE2 para calcular la demanda bioquímica de oxígeno.

Dimensiones:

18 mm diámetro inferior x 23 mm diámetro superior x 24 mm largo

Material:

Teflon ó Hule

Peso:

20 gr

Aplicaciones:

Para cálculo de la demanda bioquímica de oxígeno.

Garantía:

Tres meses bajo condiciones normales de uso

