

Contador para mesa, de células hemáticas

M220

Funciones:

Contador de células hemáticas

Cálculos:

Total, subtotal, por ciento %

Elementos contables:

Metamielocitos, neutrófilos totales, basófilos, eosinófilos, mielocitos, promielocitos, linfocitos, segmentos, bandas, monocitos, especiales y (otros)

Capacidad de conteo:

0 a 9999

Teclado:

Membrana de acero inoxidable chapado en oro, garantizado por mínimo tres millones de operaciones por tecla

Tipo de contador:

Microprocesador con tonos auditivos para cada tecla

Display:

LED Display rojo de 7.6 mm con 4 dígitos

Energía:

127 V CA, 50 - 60 Hz

Dimensiones:

150 x 125 x 32 mm

Peso:

500 g

Condiciones de trabajo:

Temperatura ambiente: 0 a 50 °C

Humedad relativa: 95 % no condensada

Garantía:

Dos años para el medidor bajo condiciones normales de uso.

