

Medidor portátil de pH, y mV relativos

PH1

Funciones:

pH, mV relativos

Rangos:

pH: -2.00 a 16.00 pH

Rel. mV: $\pm 1,400$ mV**Resolución:**

pH: 0.01 pH

Rel. mV: 1 mV

Precisión:pH: ± 0.02 pHRel. mV: ± 1 mV**Compensación de temperatura / slope:**

Manual de 0 a 100 °C

Asimetría:pH: ± 1 pHRel. mV: ± 60 mV**Impedancia de entrada:** $> 10^{12} \Omega$ **Display:**

Cristal líquido de 12.5 mm de alto con 3.5 dígitos

Tipo de conexión:

pH / Rel. mV: BNC

Energía:

Batería alcalina de 9 V cuadrada

Dimensiones:

145 x 80 x 38 mm

Peso:

400 g

Condiciones de trabajo:

Temperatura ambiente: 0 a 50 °C

Humedad relativa: 95 % no condensada

**Accesorios incluidos:**

Electrodo de pH: CONDOC-01-03B

Garantía:

Dos años para el medidor y seis meses para los accesorios bajo condiciones normales de uso.