

## Solución de calibración de conductividad y TDS

### SOL-C

**Descripción:**

Solución de calibración de conductividad ó TDS (no certificada)

**Valores a 25 °C:**

1,413  $\mu$ S  
1,000 ppm de estándar 442  
702.1 ppm de estándar NaCl  
744.7 ppm de estándar KCl

**Dimensiones:**

Frasco de 1,000 ml

**Composición:**

Agua destilada con cloruro de potasio 0.01 mol

**Peso (bruto):**

1.2 Kg

**Caducidad:**

Seis meses conservándose a 25 °C y R.H. de 65% con el frasco bien cerrado

**Datos de seguridad:**

Daños a la salud: Cero / Ninguno  
Flamabilidad: Cero / Ninguno  
Reactividad: Cero / Ninguno  
Contacto: Cero / Ninguno

**Garantía:**

No aplica

