

## Sulfito de sodio anhidro $\text{Na}_2\text{SO}_3$

### SUL-S

**Descripción:**

Sulfito de sodio anhidro para preparar solución libre de oxígeno

**Dimensiones:**

Bolsa de 73 x 120 mm

**Composición:**

Sulfito de sodio  $\text{Na}_2\text{SO}_3$

**Peso (bruto):**

1 g

**Caducidad:**

Un año aproximadamente conservándose a 25 °C y R. H. de 65% con la bolsa bien cerrada

**Datos de seguridad:**

Daños a la salud: Dos / Moderado

Flamabilidad: Cero / Ninguno

Reactividad: Uno / Leve

Contacto: Dos / Moderado

**Garantía:**

No aplica

